

La présente politique décrit un protocole type, que vous adapterez aux besoins de votre unité ou établissement, s'il y a lieu. Veuillez lire le mode d'emploi et de chauffage au micro-ondes complet, ainsi que les mises en garde, sur l'emballage des débarbouillettes Comfort Bath®.

TITRE DE LA POLITIQUE :	
Protocole de toilette du patient avec les débarbouillettes Comfort Bath® (paquet de 8)	
UNITÉS/SERVICES :	N° DE CODE :
ORIGINAL PUBLIÉ LE :	PAGE 1 DE 2
APPROUVÉE / RÉVISÉE LE :	APPROUVÉE PAR :
REVUE LE :	TITRE :

POLITIQUE :

On utilisera les produits de toilette Comfort Bath® chez tous les patients prenant le bain au lit, à moins de refus du patient ou de sensibilité connue aux ingrédients qu'ils contiennent. Si le patient est incontinent, suivez le protocole de soins de l'incontinence.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Un paquet de 8 débarbouillettes jetables Comfort Bath®
- Une serviette (facultative)
- Articles de soins de l'incontinence (au besoin)

MARCHE À SUIVRE :

1. Chauffage du Comfort Bath®.

- Chauffez conformément au mode d'emploi sur l'emballage.
- Lisez les instructions complètes, la liste des ingrédients et les précautions sur l'emballage.

2. Bain du patient avec le Comfort Bath®

- Lavez-vous d'abord les mains et enfilez une paire de gants.
- Expliquez le procédé au patient.
- Veillez à préserver l'intimité du patient. Demandez au patient d'enlever sa jaquette d'hôpital ou aidez-le à l'enlever, selon le cas. Couvrez bien le patient avec une serviette ou un drap.
- Soulevez l'étiquette de l'emballage et vérifiez la température des débarbouillettes en touchant celle du dessus. Rappelez-vous que les gants diminuent votre sensibilité à la chaleur. Si la température est acceptable, passez à l'étape suivante.
- Sortez la première débarbouillette. Posez-la sur le dos de la main du patient ou à l'intérieur du poignet ou de l'avant-bras. Demandez au patient s'il juge la température acceptable. Dans l'affirmative, passez à l'étape suivante. Dans la négative, INTERROMPEZ le procédé. Répétez aux dix minutes jusqu'à ce que le patient juge la température acceptable.

POINT CLÉ : *Continuez tout au long de la toilette de vérifier auprès du patient si la température de la débarbouillette lui convient.*

- Avec la première débarbouillette, nettoyez le visage, le cou et la poitrine, puis jetez-la. Il n'est pas nécessaire de rincer ni de sécher le patient.

POINT CLÉ : *Poursuivez la toilette du patient dans l'ordre donné. Vous diminuerez ainsi les risques de contamination croisée en nettoyant chaque partie du corps avec une nouvelle débarbouillette et vous préviendrez le gaspillage en maximisant l'utilisation du produit.*

- g. Sortez la deuxième débarbouillette. Nettoyez le bras et l'aisselle droits, puis jetez-la.

POINT CLÉ : *Si le patient présente des plis cutanés risquant de retenir l'humidité, asséchez la peau en tapotant avec une serviette propre et douce. Agissez avec précaution autour des pansements, cathéters intravasculaires et autres.*

- h. Sortez la troisième débarbouillette. Nettoyez le bras et l'aisselle gauches, puis jetez-la.

- i. Sortez la quatrième débarbouillette. Nettoyez la région périnéale, puis jetez-la. Si le patient est incontinent, suivez le protocole de soins de l'incontinence.

- j. Sortez la cinquième débarbouillette. Nettoyez la jambe droite, puis jetez-la.

- k. Sortez la sixième débarbouillette. Nettoyez la jambe gauche, puis jetez-la.

- l. Demandez au patient de se tourner sur le côté, s'il en est capable, ou demandez de l'aide pour le tourner au besoin. Sortez la septième débarbouillette. Nettoyez le dos, puis jetez-la.

- m. Sortez la huitième débarbouillette. Nettoyez les fesses, puis jetez-la. Si la région fessière exige un nettoyage plus poussé, utilisez des produits de soins de l'incontinence.

- n. Faites enfiler une jaquette propre au patient, remettez-le en position et couvrez-le selon le cas.

- o. Éliminez tous les produits jetables avec les déchets courants. **Ne jetez pas les débarbouillettes Comfort Bath® dans les toilettes.**

- p. Consignez le procédé dans les notes d'évolution.

APPLICABILITÉ : La politique relative au Comfort Bath® s'applique à tous les travailleurs de la santé affectés au bain au lit des patients.

RESPONSABILITÉ : Il incombe à la direction des soins infirmiers de veiller à ce que cette politique soit correctement et uniformément appliquée.

NE JETEZ PAS LES DÉBARBOUILLETES COMFORT BATH® DANS LES TOILETTES.

Auteur : Robert Garcia, Enhanced Epidemiology

© Enhanced Epidemiology, 2004

Dans ce document, le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes.